

Consultez le **guide de choix des appareils de biorésonance.**

Ce tableau contient le prix catalogue, votre réduction et vos prix spécifiques.

PS10 pour les praticiens

Appareil portable de biorésonance. Inclus, mallette de transport, batterie, chargeur, programmes Paul Schmidt.

Un soutien individuel à la prise en mains, des formations avancées en petit groupe et des invitations aux formations spécialisées au choix, ainsi que le livre "la biorésonance d'après Paul Schmidt" sont offerts avec tout appareil à l'achat. Pour un appareil à la location, prévoir une formation en sus.

PS10:2000 PS10, appareil seul (sans logiciel) Générateur de fréquences magnétiques BnPS commandé par ordinateur.

PS10:2000,2092 Pack PS10 + RAH complet M10 module logiciel RAH complet pour le secteur humain (incl. géobiologie)

PS10:2000,2092,2023 Pack PS10 + RAH complet M10 + C-Modul module logiciel RAH complet pour le secteur humain et C-Modul (dégénérescences cellulaires)

PS10:2000,2098 Pack PS10 + RAH-VET pour le secteur vétérinaire (incl. géobiologie)

PS10:2000-packduplexpro Pack PS10 géobiologie + 1 Duplex Professionnel Pour le professionnel : Un PS10/M1/M6, câble de programmation, rayotensor, détecteur pointeur, détecteurs métal pour les mains. Pour ses clients : 1 Duplex Professionnel.

PS10:22835 PS10, Edition des 35 ans : M1-M12 (soit un PS10 complete+RAH VET + C-Modul) Edition spéciale incluant tous les modules M1 à M12 (tous les modules en fréquences directes, et tous les modules RAH y compris RAH-VET et C-Modul).

PS10:2286 PS10, Complete Edition : M1-M10, avec valise Rimowa Tous modules (RAH complet + précision + Dr Ulrich + Acupuncture...) sauf C-Modul et RAH VET, avec valise Rimowa compacte exclusive.

par mois

PS10:2001 **PS10 (seul) en location** mois

PS10:2001,2099 **PS10 avec RAH-VET et accessoires (2 coupelles, rayotensor), en location** pour l'usage vétérinaire mois

PS10:2001,2288 **PS10 avec M7 (RAH limitÃ© Ã la gÃ©obiologie de l habitat) et accessoires (rayotensor, 2 coupelles), en location** mois

PS10:2295 **PS10 avec M10 (RAH complet) et accessoires (rayotensor, 2 coupelles), en location** pour le secteur humain mois

PS10:2295,2099 **PS10 avec RAH-VET, RAH et accessoires (2 coupelles, rayotensor), en location** pour les secteurs vétérinaire et humain (incl. gÃ©obiologie) mois

PS10 pour les patients

MÃªme appareil, avec harmonisation uniquement, sans le mode test, pour les particuliers ou pour dÃ©buter avant le RAH complet. Pour les appareils Ã l'achat, le livre "la biorÃ©sonance d'aprÃ©s Paul Schmidt", et la formation de prise en mains (1/2 journÃ©e) sont offerts (sauf PS10 basic).Ã

Avec un M9 : possibilitÃ© de construire ses propres programmes avec le clavier et de lire une carte verte.

Avec le Basic : modules M1 (prÃ©cision 0,05), M11 (vÃ©tÃ©rinaire) et M12 (C-Modul) inclus en plus du M9 (RAH complet). ImpossibilitÃ© de programmer directement le PS10 avec les menus, seule la lecture de la carte verte est possible.Ã

PS10:2000,2080 **Pack PS10 + RAH M8** IdÃ©al pour dÃ©buter avec un appareil fiable et complet et le RAH avec les chapitres principaux, ce pack s'adresse aux particuliers cherchant une solution efficace pour tous les jours.

PS10:2000,2090 **Pack PS10 + RAH M9** incluant la possibilitÃ© de lire tout programme sur la carte verte (sauf C-Modul Ã prendre sÃ©parÃ©ment si nÃ©cessaire) et programmation Ã©galement possible depuis le clavier.

PS10:22841 **PS10 basic** incluant la possibilitÃ© de lire tout programme sur la carte verte (y compris C-Modul et secteur VÃ©tÃ©rinaire) mais sans programmation possible depuis le clavier.

par mois

PS10:2288,30323 **PS10 basic, en location avec carte verte et 1 drap housse** incluant la possibilitÃ© de lire tout programme sur la carte verte (y compris C-Modul et RAH VET) mois

PS10:2288,319 **PS10 basic, en location avec carte verte et 2 dÃ©tecteurs mÃ©tal mains** incluant la possibilitÃ© de lire tout programme sur la carte verte (y compris C-Modul et RAH VET) mois

PS10:2294 **PS10 avec M9 (RAH pour patients) (avec carte verte) en location** incluant la possibilitÃ© de lire tout programme sur la carte verte (sauf C-Modul Ã prendre sÃ©parÃ©ment si

nécessaire) et programmation également possible depuis le clavier. Prévoir un détecteur en sus. mois

Modules logiciels

Ces modules sont activables par un simple code envoyé par mail sur tout PS10 (une mise à jour peut être nécessaire).

Rayonex - Rayocomp PS 10

12.35
0%

N
Direkt

2010 Module PS10 logiciel M1: précision de réglage de 0,05
Ce module permet d'augmenter la précision des valeurs de fréquence de base de 0.25 (p. ex. 10.25, 10.5...) à 0.05 (p. ex. 10.25, 10.30 ...).

Rayonex - Rayocomp PS 10

P 1.54
0%

N
F1

2020 Module PS10 logiciel M2: 54 programmes Paul Schmidt
Ce module met à votre disposition 54 programmes d'harmonisation, dont les valeurs de fréquences de base sont très facilement et automatiquement réglables sur le Rayocomp PS 10.

Rayonex - Rayocomp PS 10

P 2.14
0%

N
F1

2030 Module PS10 logiciel M3: Acupuncture par fréquence
incluant les 14 programmes des méridiens : en fréquence directe, les 14 programmes de test et d'harmonisation en acupuncture peuvent être activés, ainsi que l'accès aux points de chacun. Le réglage se fait alors automatiquement.

Rayonex - Rayocomp PS 10

P 4.18
0%

N
F1

2040 Module PS10 logiciel M4: Programme Dr Ulrich
Dr. med. Elmar Ulrich a développé son propre ensemble de fréquences de base. Après installation de ce module sur le Rayocomp PS 10, vous disposez d'un total de 18 programmes d'harmonisation différents

Rayonex - Rayocomp PS 10

P 3.09
0%

N
F1

2050 Module PS10 logiciel M5: Programmes Spéciaux
Après installation de ce module sur le Rayocomp PS 10, vous disposez d'un total de neuf programmes spéciaux.


Rayonex - Rayocomp PS 10

P 11
0%

N
Test


2070 Module PS10 logiciel M6: Programme de tests
Permet d'intégrer 13 listes de fréquences de base au Rayocomp PS 10 pour effectuer un test rapide, y compris les

deux nouveaux ensembles liés au Duplex IV Professionnel (189 fréquences de géobiologie et biologie de l'habitat).



2075 Module PS10 logiciel M7: RAH

Géobiologie de l'habitat Ce module donne accès au RAH complet (test et harmonisation) pour tous les chapitres ayant trait à la géobiologie de l'habitat.




2080 Module PS10 logiciel M8: RAH (chapitres

principaux) Le système Rayonex d'Analyse et Harmonisation, avec les chapitres et programmes principaux pour l'harmonisation.




2090 Module PS10 logiciel M9: RAH complet

(pour les patients) Le système Rayonex d'Analyse et Harmonisation, avec l'arborescence complète, sans les protocoles et le mode avancé de détection.




2092 module PS10 logiciel M10: RAH complet +

mode test + protocoles Le système Rayonex d'Analyse et Harmonisation, avec l'arborescence complète, tous les protocoles de test et le mode avancé de détection.




2098 module PS10 M11: RAH VET

(Vétérinaire) Le système Rayonex d'Analyse et Harmonisation spécifiques aux chiens, chats et chevaux, et animaux de ferme.




2023 Module PS10 logiciel M12 : C-Modul,


module cellulaire Extension du RAH, le C-Modul nécessite un M9 ou M10.



2095 Mise à jour PS10 logiciel du M8 vers M9



2096 mise à jour PS10 logiciel M8 vers M10



2097 Mise à jour PS10 logiciel M9 vers M10

Services et pièces



2200 services PS10 (r paration ou r vision)V rification soft et hardware. Mise   jour et nettoyage, et r ajustement si n cessaire.

2211 Services PS10 : batterie de rechangeBatterie neuve et instructions de rechange

Ajouter ces choix au panier